



Modelo BBM-100

Masajeador Manual Multifuncional

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Le agradecemos la adquisición de este masajeador de mano, modelo BBM-100. Antes de empezar a utilizarlo, lea atentamente el manual de instrucciones, especialmente la sección referente a las precauciones, ya que esto le permitirá utilizarlo correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro donde pueda consultarlo en cualquier momento.

Índice

Características y funciones

Salud y precauciones

Recomendaciones de uso

Mantenimiento y almacenaje

Especificaciones

Características y funciones

1. Inserte el enchufe en una toma de la red eléctrica.
2. Pulse el selector de control para ajustar la velocidad e intensidad (arriba: rápida, abajo: lenta).
3. Ajuste la velocidad e intensidad deseadas y disfrute del masaje.
4. El cabezal de peso medio se moverá ejerciendo un masaje uniforme, que le permitirá ahorrar tiempo y energía.
5. El cabezal de peso ligero, con funciones potentes, ejercerá un masaje en zonas difíciles de masajear con las manos.
6. El especial diseño de almohadillas de percusión ofrece un efecto de masaje central, resultando este más confortable y relajante.
7. El funcionamiento es silencioso.
8. El infrarrojo de acupuntura consigue una penetración efectiva en los puntos correspondientes, prolongando la estimulación.
9. Para utilizar la función de infrarrojos, presione el selector situado en la parte de abajo del aparato.
10. Cambio del cabezal de masaje: pulse el botón de Alimentación para apagar el aparato, desenchúfelo de la toma de la red eléctrica y después retire el cabezal girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. A continuación, inserte el otro cabezal, girándolo en el sentido de las agujas del reloj, y ya estará listo para utilizarlo.

Salud y precauciones

- ~ Después de utilizar el masajeador y antes de limpiarlo, apáguelo y desenchúfelo de la red eléctrica.
- ~ No se siente ni se ponga de pie sobre el aparato.
- ~ No lo utilice en la ducha.
- ~ No introduzca ninguna parte del aparato en el agua.
- ~ No lo utilice cerca de un horno ni de cualquier otro dispositivo eléctrico.
- ~ Si el masajeador cae al agua, desenchúfelo inmediatamente de la red eléctrica. No lo saque del agua directamente.
- ~ Utilice el aparato en lugares donde haya flujo de aire. No lo use debajo de colchas ni almohadas; de lo contrario, podría calentarse excesivamente, quemarse, conllevar riesgo de incendio o lesionar al usuario.
- ~ No utilice el masajeador si su piel es muy sensible.
- ~ Para evitar lesiones corporales, no efectúe el masaje en la cabeza, hueco de la rodilla o codo.
- ~ Después de las comidas, deje transcurrir una hora antes de usar el masajeador y beba 150 cc de agua antes de realizar el masaje y 250 cc después.
- ~ Es aconsejable usar el masajeador sólo 30 minutos cada vez.
- ~ Cuando desconecte el aparato de la red eléctrica, sujete el enchufe y no tire del cable.

Toda persona bajo tratamiento médico o que se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias, deberá consultar a un médico antes de utilizar el masajeador:

1. Embarazadas, personas con riesgo de aborto o afectadas por heridas postoperatorias no cicatrizadas o inflamadas.
2. Afecciones agudas, cardiopatías, fracturas óseas, dislocaciones u otras dolencias físicas.

3. Pies hinchados o con varices.

Precauciones:

Para que el masajeador no se sobrecaliente y evitar problemas, después de usarlo, no vuelva a utilizarlo hasta transcurridos 20 minutos.

Zonas de uso recomendado

Cuello/Hombros

Muslos/Pantorrillas

Cintura/Espalda

Pies

Mantenimiento y almacenaje

- ~ Antes de limpiar el masajeador, asegúrese de desenchufarlo.
- ~ Para limpiarlo no utilice agua, disolventes, bencina ni alcohol.
- ~ Para efectuar la limpieza, utilice un paño húmedo o una toalla; no lo moje nunca.
- ~ Este aparato ha sido especialmente diseñado y no necesita lubricación para su mantenimiento.
- ~ Cuando no vaya a utilizar el aparato durante algunos días, colóquelo, junto con el cable, dentro del embalaje en un lugar seco y alejado de cualquier fuente de calor.
- ~ Sitúe el masajeador alejado del calor y del fuego. No lo exponga al sol durante mucho tiempo.

Especificaciones:

Descripción: Masajeador de Mano Multifuncional

Modelo: BBM-100

Voltaje: 220 V / 50 Hz

Frecuencia: 3200 rpm (rápida) 2800 rpm (lenta)

Alimentación: 0,15 A / 28 W



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso



Multifunctional Hand Massager

Model BBM-100

Instruction

Thank your purchase of BBM-100, the Hand Massager. Before use, please read the manual instruction thoroughly, especially the caution part, so that you will operate it correctly, which should be well kept for your reference at any time.

Contents

The features and functions with usage

Health and cautions

Suggested usage

Maintenance and storage

Specification

The features and functions with usage

- 1 .Please insert the plug into the electric socket;
2. Push the control switch to adjust the speed and intensity; up for fast, down for slow;
3. Adjust the speed and intensity against your interest, enjoy the massaging;
4. The system of average weight will flap and massage equality to achieve saving time and energy;
5. The apparatus with light weight and strong functions can massage the parts where we are difficult to be;
- 6.The special designed mat of beating, offer the central massaging effect, make the massaging more comfortable and relaxing;
7. It is quiet when operating.
8. Infrared acupuncture will effective penetrate to correspond point, and strengthen the stimulation.
9. Please operate the infra red function by the switch in the underside of unit.
10. The usage of replacing massage- pinpoint. Press Power to shut (OFF), unplug from the socket, then screw the intrinsic massage-pinpoint off by counter-clockwise entirely, and screw up the needed pinpoint on the massager by clockwise, now you can use it.

Health and cautions

- ~ After use and before clean it, please turn it off and pull out the plug;
- ~ Please do not sit or stand on it hard;
- ~ Don't use when make shower;
- ~ Don't immerse any part of the massaging in eater;
- ~ Do not us near to an oven or any other heating element;
- ~ If the massager was dipped into water, you should pull out the plug immediately, do not take it out from the water directly;
- ~ Please operate it in the condition of circulating air, do not use it under the coverlet, pillow ,otherwise the machine may become too hot, causing firing, hidden problems of fire or hurt the user;
- ~ Do not use it on the hypersensitive skin;
- ~ The round do not touch your head, chest knee and elbow joint directly, to avoid body's hurt;
- ~ Use the massager only after resting for one hour after each meal, and drink 150cc water prior to massaging and 250cc after it;
- ~ It is advisable to use the massager for only 30 minutes each time;
- ~ Hold the socket when unplugging, do not pull the wire;

Anyone undergoing medical treatment or suffering from the following conditions should consult a physician before using the massager as instructed:

1. Expecting mothers ,customary abortions and unhealed or inflamed post-surgical wounds;
2. Acute diseases, heart diseases, bone fractures, dislocated joints, or individuals suffering from physical anomalies;
3. The feet with turgescence and bleb

Cautions:

Please don't use again until it is stopped 20 minutes, to avoid the machine becomes too hot causing the matters.

Suggested Usage

Neck/Shoulder

Thighs/Calives

Waist/Back

Feet

Maintenance and storage

- ~ Make sure that the plug had removed before cleaning;
- ~ Never attempt to use water, thinner, benzene or alcohol to clean the unit;
- ~ For cleanliness, use a damp cloth or towel to clean it, the wet one is prohibited;
- ~ The massager equipment is designed specially, no need to lubricate and maintenance in order;
- ~ If you will not use it in some days, please pack the wire and unit on the place of dry and far from fire
- ~ Please place it far from the heat and fire, do not place it under the sun long time.

Specifications:

Description: Multifunctional Hand Massager

Type: BBM-100

Voltage: 220V/50HZ

Frequency: 3200rpm (fast) 2800rpm (slow)

Power: 0.15A/28W

